

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ

ПРИНЦИП основан на установлении скорости появления нитей или сгустка фибрина в исследуемой крови.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: пипетки от аппарата Панченкова.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение времени свёртывания капиллярной крови.

Кровь берут из пальца после удаления первой капли. В сухой капилляр для определения скорости оседания эритроцитов набирают столбик крови высотой 20–30 мм.

Наклоном капилляра кровь переводят на середину трубки и наклоняют его в обе стороны на 30° – 45° . Смещение крови указывает, что свёртывание крови ещё не наступило. Начало свёртывания отмечается от момента замедления движения крови при наклоне капилляра и появления на внутренней стенке капилляра небольших сгустков. Момент остановки в движении крови соответствует полному свёртыванию крови.

НОРМА: начало 30 сек.–2 мин.
конец 3–5 мин.